

+EUMEDICA®

Migliora il tuo benessere

IL TUO PARTNER IDEALE
PER OFFRIRE AI TUOI CLIENTI
SICUREZZA E PROTEZIONE
IN QUALSIASI SITUAZIONE
DI VITA QUOTIDIANA,
LAVORO E SPORT.



Vademecum

IL COLLO NEL CORPO UMANO È UNA PARTE DOTATA DI GRANDE MOBILITÀ.

Lo scheletro nel collo è rappresentato dal settore cervicale della colonna, composto da 7 vertebre e dall'osso ioide, in posizione anteriore. Nel collo hanno sede organi vitali che possono essere danneggiati gravemente da traumi di vario genere, tra questi uno molto frequente è il cosiddetto "colpo di frusta" conseguenza di un tamponamento in automobile. Il collo, inoltre, può essere dolorante a causa di cattiva postura, specie di notte, o di artrosi cervicale. È quindi importante disporre, in caso di bisogno, di sostegni conformati anatomicamente, funzionali, leggeri e traspiranti il cui uso sia confortevole ed efficace.



Collare Cervicale PUSH Care

Conformazione anatomica con bordi arrotondati. Sostegno funzionale del rachide cervicale. Tessuto in microfibra Sympress® confortevole, leggero e traspirante. Adatto all'utilizzo sia durante il giorno che la notte.

Indicazioni: cervicalgia lieve o moderata su base infiammatoria e post-traumatica, forme minori di artrosi cervicale.

Misure **1, 2** Tab. misure pag. 128
 Codice **PC1601CO (h 8 cm)**
PC1602CO (h 10 cm)



Collare Cervicale PUSH Med

Conformato anatomicamente, con bordi arrotondati. Rinforzo con elevato grado di sostegno, in spugna sintetica semirigida. Tessuto in microfibra Sympress® confortevole, leggero e traspirante. Il rinforzo è amovibile durante le ore notturne oppure nelle fasi avanzate del trattamento. L'incavo in corrispondenza del pomo d'Adamo migliora molto il comfort.

Indicazioni: colpo di frusta cervicale, stadi avanzati dell'artrosi cervicale, cervico-brachialgia, discopatia, ernia del disco cervicale, trattamento postoperatorio.

Misure **1, 2** Tab. misure pag. 128
 Codice **PM2601CO (h 8 cm)**
PM2602CO (h 10 cm)



Collare EUSOFT

Collare ortopedico in poliuretano morbido chiusura regolabile in velcro.

Indicazioni: cervicalgie artrosiche e infiammatorie, distorsioni cervicali lievi.

Misure **S, M, L** Tab. misure pag. 128
 Codice **EU 008E (h 8 cm)**
EU 010E (h 10 cm)

Collare EUSOFT Rinforzato

Collare morbido in poliuretano rivestito in cotone con sostegno interno, chiusura regolabile in velcro.

Indicazioni: distorsioni cervicali, cervicobrachialgie, artrosi cervicali.

Misure **S, M, L** Tab. misure pag. 128
 Codice **EU 8 E (h 8 cm)**
EU 10 E (h 10 cm)



Collare EULIGHT

Collare ortopedico in polietilene tipo "Shanz". Rigido ma leggero. Traspirante, regolabile in altezza, chiusura in velcro.

Indicazioni: distorsione cervicale, "colpo di frusta", artrosi cervicale.

Misure **S, M, L** Tab. misure pag. 128
 Codice **EU 007**



SCAPOLA, OMEREO E CLAVICOLA SONO LE TRE OSSA CHE FORMANO LA SPALLA.

Esse sono collegate insieme da un sistema di tendini e muscoli. Le patologie più comuni di questa articolazione, causate generalmente dall'età o dall'esecuzione di alcuni movimenti violenti e ripetuti sono: contusioni, distorsioni, fratture. Un valido aiuto nella cura dei vari traumi è costituito dai bendaggi e tutori qui presentati.



Reggibraccio

Reggibraccio in tessuto - Fibbia regolabile.
Mantiene comodamente l'arto superiore sospeso al collo.

Indicazioni: traumi e algie dell'arto superiore, postumi di emiplegia, riabilitazione.

Misure **Unica**
Codice **EU 001**



Reggibraccio aereo

Reggibraccio in tessuto traforato: massima leggerezza e traspirazione. Regolabile.

Indicazioni: traumi e algie dell'arto superiore, postumi di emiplegia, riabilitazione.

Misure **Unica**
Codice **EU 012**



LA SPALLA

Bendaggio tipo VELPEAU

Immobilizza il braccio in abduzione contro il torace. Sostituisce la fasciatura alla Désault. Non ostacola l'igiene personale del paziente.

Indicazioni: lussazione scapolo-omerale, fratture del collo dell'omero, trattamento postoperatorio (osteosintesi, acromioplastica).

Misure **Unica**
Codice **EU 003** reggibraccio sintetico nero

Bendaggio S. O. Band

Bendaggio preconfezionato e pronto all'uso per l'immobilizzazione della spalla e dell'arto superiore. L'alternativa ai bendaggi di Désault, di Gilchrist e di Velpeau sia nel pronto soccorso (fratture e lussazioni) che nel postoperatorio (fratture, lussazioni e lesioni della cuffia dei rotatori). Semplice da applicare, economico, leggero, igienico, sicuro. S.O. BAND si applica in maniera semplice, veloce e atraumatica per il paziente. Non provoca compressioni e garantisce una fissazione assolutamente stabile, senza limitare il comfort del malato. Consente l'ispezione della parte lesionata senza essere rimosso.

Indicazioni: contusioni, distorsioni, fratture e lussazioni della scapolo-omerale, lesioni della cuffia dei rotatori, fratture del collo dell'omero, immobilizzazione postoperatoria (osteosintesi, capsulorrafia, riparazione della cuffia).

Misure **S** cm 190
M cm 230
L cm 280
XL cm 320

Per determinare la misura del tutore, passare il metro sul paziente come se si stesse indossando il tutore stesso.

Codice **EU 015**



LA SPALLA

Bendaggio per frattura di clavicola

Il bendaggio "a otto" mantiene retroposte le spalle, determinando la riduzione della frattura della clavicola. Costituito in schiuma poliuretanicica ricoperta di maglia di cotone.

Indicazioni: frattura della clavicola.

Misure **XS** (L 92 cm)
S (L 100 cm)
M (L 110 cm)
L (L 120cm)
XL (L 130 cm)

Codice **EU 004**



Per determinare la misura del tutore, passare il metro sul paziente come se si stesse indossando il tutore stesso.



LA SPALLA

A-C Band - Bendaggio per l'articolazione acromion-claveare

Tutore specifico per il trattamento conservativo dei traumi che provocano la separazione dell'articolazione acromion-claveare. Permette di ridurre e mantenere ridotta l'articolazione, ripristinando il contatto fisiologico tra l'acromion e la clavicola.

Indicazioni: distorsioni, lussazioni e sublussazioni dell'articolazione acromion-claveare.

Misure **S, M, L**
 Versioni **Destra e Sinistra**
 Codice **EU 045**

Tab. misure pag. 128



EUFIX-SO - Stabilizzatore di spalla

Progettato per offrire sostegno e protezione alla spalla di chi pratica sport, in particolare quelli di contatto. Utilissimo nella prevenzione dell'instabilità gleno-omerale e delle patologie della cuffia dei rotatori. Il suo meccanismo d'azione risiede nel controllo e nella limitazione selettiva del movimento che sarebbe rischioso o doloroso per l'atleta. Stabilizza, limita e assiste il movimento della spalla in accordo con le necessità specifiche di ogni singolo atleta. Con la limitazione controllata del movimento, è garantita la naturale funzione articolare e muscolare.

Indicazioni: sindromi dolorose della cuffia dei rotatori ("impingement" sottoacromiale, tendinite del capo lungo del bicipite, borsite, lesione parziale della cuffia), instabilità dell'articolazione scapolo-omerale (sublussazione/lussazione recidivante, lesione del cercine glenoideo), esiti di lesioni traumatiche della spalla.

Misure **S, M, L, XL**
 Versioni **Destra e Sinistra**
 Codice **EU 044**

Tab. misure pag. 128



LA SPALLA

EUREVERSE

Tutore per abduzione della spalla

Tutore per abduzione della spalla con cuscino di sostegno in poliuretano rivestito in morbido tessuto, stecca rigida di sostegno polso e mano. Possibilità di scelta del grado di abduzione: a 15° oppure a 45°/65°. Igienico e comodo. Favorisce il trattamento riabilitativo. Evita la messa in tensione delle strutture riparate chirurgicamente.

Indicazioni: rottura della cuffia dei rotatori, artroprotesi di spalla, frattura della testa e del collo dell'omero, frattura del trochite omerale.

Misure **Unica**
Versioni **Ambidestra**
Codice **EU 032 abduzione 15°**

Tutore per abduzione della spalla a 45°/65°

Misure **Unica**
Versioni **Ambidestra**
Codice **EU 031 abduzione 45°/65°**



Tutore per abduzione della spalla a 45°



Tutore per abduzione della spalla a 65°



LA SPALLA



RIABILITAZIONE

Tutore di spalla per emiplegici

Sostiene l'arto superiore colpito da emiplegia e si oppone alla discesa della testa omerale, mantenendo i capi articolari della spalla congruenti. Leggero, ben tollerato, economico. Si applica e si rimuove facilmente per consentire le cure riabilitative.

Indicazioni: emiplegia e suoi esiti, "spalla paralitica".

Misure **XS, S/M, L/XL**
Codice **EU 013**

Tab. misure pag. 128



Tutore per spalla PUSH MED

Immobilizzazione efficace di braccio e avambraccio, lasciando liberi la spalla e il collo. Tessuto interno in microfibra Sympress® confortevole, leggero e traspirante. La cinghia toracica blocca il braccio in adduzione, una seconda cinghia blocca il polso e impedisce le rotazioni, una terza cinghia più piccola sostiene la mano all'altezza dei metacarpi.

Indicazioni: lussazioni e sublussazioni della spalla, frattura del collo dell'omero, lesioni dell'articolazione acromion-claveare, trattamento postoperatorio.

Misure **1, 2, 3**
Codice **PM2503TS**

Tab. misure pag. 128

